

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Sets for Vertebroplastic
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti
Sets per Vertebroplastica

STERYLAB S.r.l.

VIA MAGENTA 77/6 • 20017 RHO (MILANO) • ITALY

Tel. +39-02-93508427 • Fax +39-02-93508426

info@sterylalab.it • www.sterylalab.it

sterylalab



REPERE MAMMARIO ALTAMENTE STABILE RIPOSIZIONABILE CON UNA SOLA MANO
REPOSITIONABLE NON-DISPLACING BREAST LOCALIZATION LOOP-WIRE NEEDLE-SET

MAMMOREP^{loop}®

VERSIONE MLE: PER USO SOTTO GUIDA ECOGRAFICA
MLE: FOR US GUIDED PROCEDURE

VERSIONE MLX: PER USO IN STEREOTASSIA
MLX: FOR STEREOTACTIC USE (X-RAY)

Impugnatura ergonomica ad anelli
Handle for one-handed use

Cannula centimetrata + stopper scorrevole
 per accurato posizionamento
 Ago in ECHONOX® chiaramente
 visibile sul monitor ecografico

Centimeter marks + depth stop
 Needle made from ECHONOX®
 clearly visible under ultrasound



Per una sicura verifica anatomo-
 patologica sull'escissione, raccomandiamo
 X-SCREEN®, contenitore a griglia
 radiopaca.
 Vedere la specifica brochure.

We highly recommend, to ease the
 laboratory's work, the combined use of
 radiopaque grid-marker X-SCREEN®.
 Detailed information available in the
 specific product brochure.

X-SCREEN®

TRACCIA VISIBILE CON X-SCREEN®
 VISIBLE TRACK WITH X-SCREEN®

1° indicatore
 prossimità lesione

1st surgeon's sentinel bead

2° indicatore prossimità lesione

2nd surgeon's sentinel bead

Filo-repere flessibile
Flexible wire

TERMINALE ALTAMENTE STABILE
 A CONFORMAZIONE "LOOP"

"LOOP" SHAPED WIRE TERMINAL

REPERE MAMMARIO ALTAMENTE STABILE RIPOSIZIONABILE CON UNA SOLA MANO

REPOSITIONABLE NON-DISPLACING BREAST LOCALIZATION LOOP-WIRE NEEDLE-SET

 **MAMMOREP LOOP®** è l'innovativo sistema di STERYLAB per la localizzazione di noduli e calcificazioni mammarie.

- La comoda impugnatura a tre anelli ne consente l'utilizzo con una sola mano (mentre l'altra è occupata dalla sonda ecografica): un rapido movimento delle dita è sufficiente per deporre il repere in loco e per riposizionarlo.
- La conformazione a **LOOP** del repere si ancora saldamente al tessuto impedendo la migrazione in ogni direzione.
- Due grani di ispessimento sul filo-repere segnalano al chirurgo l'approssimarsi alla lesione.
- Il repere, in lega a memoria di forma, può essere agevolmente reintrodotto nell'ago per correggerne la posizione e facilmente rideposto nella nuova sede.
- Il filo-repere, in morbida trecciola di acciaio inox medicale, difficilmente sezionabile dal bisturi, è di massimo comfort per la paziente; non trasmette spinte a strappi al loop; consente attese prolungate.
- L'ago in **ECHONOX®** (acciaio ecoriflettente, esclusiva STERYLAB) magnifica la traccia sul monitor ecografico. La centimetrazione e lo stopper scorrevole aiutano l'operatore nel preciso posizionamento del repere.
- Monouso sterile.

 **MAMMOREP LOOP®** is the latest breast localization system by STERYLAB.

- The ergonomic handle of **MAMMOREP® LOOP** allows the operator one-handed use.
- A single motion is required to place and retract the loop-wire. The **LOOP** shape of wire makes it possible for precision placement and prevents forward/backward migration during patient's transport.
- A marking bead on wire, coming before the stiffening close to the loop, serves as a 1st "landmark" for the surgeon during the surgical excision of the suspected lesion.
- The localization wire is repositionable.
- The needle is made from **ECHONOX®**, an echogenic stainless steel patented by STERYLAB.
- Centimeter marks and sliding depth stop.
- Colour coded.
- Sterile, single-patient use.

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2007

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES

MAMMOREP *loop*®

VERSIONE RELEASE	CALIBRO SIZE G (mm)	LUNGHEZZA LENGTH cm	CODICE COLORE COLOUR CODE		CONFEZ. PCKG pz-units
MLE	20 (1,05)	6 - 9 - 11 - 15	GIALLO / YELLOW	SI / YES	10
MLX			—	NO	

Come comporre il codice d'ordine / ordering:

MLE 20 Gauge – 15 cm = MLE2015 opp./or MLX 20 gauge - 9 cm = MLX2009

Altre misure disponibili su richiesta / Other sizes available on request



RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:

STERYLAB S.r.l. • VIA MAGENTA 77/6 • 20017 RHO (MILANO) • ITALY
Tel. +39 - 02-93508427 - Fax +39 - 02-93508426 • nfo@sterylal.it • www.sterylal.it

