

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti

STERYLAB S.r.l.

VIA MAGENTA 77/6 • 20017 RHO (MILANO) • ITALY

Tel. +39-02 93508427 - Fax +39-02 93508426

sterylab@sterylab.it • www.sterylab.it



AGO MONOUSO PER BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE TIPO JAMSHIDI
DISPOSABLE JAMSHIDI-TYPE BONE-MARROW BIOPSY NEEDLE

ben[®]

- Profilo tagliente a bocca di pesce
"Fish-Mouth" cutting profile
- Mandrino a punta trocar
Trocar bevel



- Camera di espansione conica
Conical expansion chamber
- Rastrematura conica ad elevata penetrazione
Conically tapered cannula



L'esclusiva geometria "fish-mouth" della punta della cannula riduce al minimo l'invasività e aumenta la penetrazione.

The exclusive "fish-mouth" cutting edge of cannula reduces trauma to a minimum and improves penetration.

SET **ben[®]**

Specillo di estrazione
Specimen remover

Cappellotto di conforto
Comfort cap

Stopper scorrevole
Depth limiting device



AGO MONOUSO PER BIOPSIA OSTEOMIDOLLARE TIPO JAMSHIDI

DISPOSABLE JAMSHIDI-TYPE BONE-MARROW BIOPSY NEEDLE

 Ogni particolare costruttivo di BEN® è studiato per raggiungere risultati al top degli strumenti biotici oggi disponibili:

- ▶ Impugnatura ergonomica che facilita la penetrazione.
- ▶ Superiore resistenza dell'acciaio per una biopsia senza timori.
- ▶ Stopper scorrevole per valutare la profondità di penetrazione.
- ▶ Affilatura "fish-mouth" della cannula per un reperto dall'architettura intatta.
- ▶ Punta trocar del mandrino per una penetrazione rapida e poco invasiva.
- ▶ Lo specillo in dotazione consente la rapida espulsione del campione senza rischi di autoferimento per l'operatore.
- ▶ Codice colore per una facile identificazione del calibro dell'ago.
- ▶ Monouso, sterile: riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.

 Every manufacturing detail of BEN® has been carefully studied to give the best results among those biopsy instruments available to date:

- ▶ The comfortable handle grip facilitates penetration.
- ▶ Hardened steel for a safer procedure.
- ▶ The depth limiting device allows the evaluation of the depth of penetration.
- ▶ The "fish-mouth" cutting edge of cannula provides a biptic cylinder with intact architecture.
- ▶ The stylet with trocar bevel allows a rapid and less invasive penetration.
- ▶ The specimen remover (included) allows a rapid expulsion of the cylinder with no risk of injury for the operator.
- ▶ Colour coded for easier needle size (gauge) determination.
- ▶ Sterile, single-use: reduction of infection hazard.

MODELLI DISPONIBILI AVAILABLE SIZES

ben®

CALIBRO SIZE G (mm)	LUNGHEZZA LENGTH cm	CODICE COLORE COLOUR CODE	CONFEZ. PCKG pz-units
8 (4,00)	10 - 15	verde scuro / dark green	20
11 (3,00)	10 - 15	bianco / white	20
13 (2,40)	9	azzurro / cyan	20

Come comporre il codice d'ordine / ordering: **BEN® 8 Gauge - 10 cm = BEN0810**

Su richiesta sono disponibili anche altre misure / Other sizes available on request

Su richiesta disponibile con cannula centimetrata per biopsie vertebrali e impieghi ortopedici
(biopsia ossa lunghe e vertebroplastica)
On request available with centimetred cannula for vertebral biopsy and also orthopaedic use
(long bone biopsy and vertebroplastic)

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2004



RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:

STERYLAB S.r.l. • VIA MAGENTA 77/6 • 20017 RHO (MILANO) • ITALY
Tel. +39 - 02 93508427 - Fax +39 - 02 93508426 • sterylal@sterylal.it • www.sterylal.it

