

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti

STERYLAB S.r.l.

VIA MAGENTA 77/6 • 20017 RHO (MILANO) • ITALY

Tel. +39-02 93508427 - Fax +39-02 93508426

sterylal@sterylal.it • www.sterylal.it



SET PER ESPIANTO DI MIDOLLO OSSEO
BONE-MARROW HARVESTING NEEDLE-SET

btt®

■ Mandrino con punta TROCAR
TROCAR bevel

■ Ampie fessure di aspirazione
Wide side ports

■ Affilatura circolare
Razor sharpened
cutting profile

SET **btt®**

Mandrino supplementare
Spare trocar

Stopper di profondità
Depth limiting device

SET PER ESPIANTO DI MIDOLLO OSSEO

BONE-MARROW HARVESTING NEEDLE-SET

 BTT® è il set monouso per espianto di midollo osseo studiato per ottenere i massimi risultati consentiti dalla tecnologia costruttiva più avanzata.

- Il set comprende un mandrino trocar di scorta per rendere più sicura l'intera procedura.
- Impugnatura ergonomica con superficie anti-scivolamento, per una manovra più confortevole ed efficace per l'operatore.
- Impiego di acciai inossidabili di elevata qualità e resistenza, per ridurre al minimo l'usura dei taglienti anche in caso di interventi multipli.
- Stopper scorrevole sulla cannula, per valutare l'opportuna profondità di penetrazione.
- Affilatura della cannula con rastrematura altamente penetrante.
- Geometria trocar del mandrino, per una migliore penetrazione con minore invasività.
- Ampie fessure di aspirazione sulla cannula, per una efficace raccolta del midollo osseo.
- Codice colore per una facile identificazione del calibro dell'ago.
- Monouso, sterile: riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.

 BTT® is the bone-marrow harvesting needle-set designed to reach the best result, up-dated in accordance with the state of the art of the technology.

- It is supplied as a set including a spare trocar stylet, to make the whole procedure safer.
- The ergonomic non-slip handle, ensures a more comfortable and safer procedure.
- Manufactured from high quality strengthened stainless steel, wear of the cutting edges is drastically reduced, even if used for multiple procedures.
- Depth limiting device on cannula, to evaluate and decide proper bioptic depth.
- Highly penetrating sharpened edge of cannula.
- Trocar bevel of stylet, for a better penetration with lower invasiveness.
- Wide side-ports on cannula, for improved collection of bone-marrow.
- Colour coded for easier needle size (gauge) determination.
- Sterile, single-use: reduction of infection hazard.

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2004

MODELLI DISPONIBILI
AVAILABLE SIZES

btt®

CALIBRO SIZE G (mm)	LUNGHEZZA LENGTH cm	CODICE COLORE COLOUR CODE	CONFEZ. PKG pz-units
11 (3,00)	9 - 13	bianco / white	5
13 (2,40)	7 - 11	azzurro / cyan	5

Come comporre il codice d'ordine / ordering: **BTT 11 Gauge - 9 cm = BTT1109**



RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:

STERYLAB S.r.l. • VIA MAGENTA 77/6 • 20017 RHO (MILANO) • ITALY
Tel. +39 - 02 93508427 - Fax +39 - 02 93508426 • sterylab@sterylab.it • www.sterylab.it

